

**Refractómetro digital RX-5000i / RX-5000i-Plus****ATAGO****Refractómetro digital RX-5000i / RX-5000i-Plus**

El refractómetro más exacto del mundo es incluso ahora más moderno, elegante y funcional. Con su tecnología de pantalla táctil, la nueva serie RX-i hace que la navegación y la selección sean un momento. El RX-5000i mide con el mismo nivel de exactitud que el RX-5000alpha $\pm 0,03\%$ Brix y $\pm 0,00004\text{nD}$. El RX-5000i-Plus mide con el mismo nivel de exactitud que el RX-5000alpha-Plus $\pm 0,010\%$ Brix y $\pm 0,00002\text{nD}$. La serie RX-i tiene funciones añadidas como la memoria USB y la capacidad de autodiagnóstico. Estos productos pasan a ser estándar con 2 años de garantía. El período de garantía se puede ampliar a 3 años si el producto se registra con ATAGO. FDA 21 CFR Part 11 Software incluido en la entrega estándar.

Modos:

- Visualiza el valor de medición una vez la muestra alcanza la temperatura prevista
- Mide el índice de refracción y la temperatura a intervalos fijos y visualiza el valor de medición estimado a la temperatura prevista
- El módulo térmico se puede desconectar. Sin el control de la temperatura, el valor de medición se visualiza en 4 segundos una vez pulsada la tecla START.
- Visualiza el valor de medición una vez alcanzada cierta estabilidad de la muestra.
- Solamente en el RX-5000i-Plus: Medición de muestras líquidas Low Brix (como té), obteniendo resultados altamente repetibles (0.010% Brix).

Especificaciones**Rango de medición: 0.000 al 100,00% Brix, 1.32420 a 1,58000nD****Resolución****RX-5000i:****RX-5000i-Plus****0,01% Brix, 0,00001nD****0,005% Brix, 0,00001nD****Precisión****RX-5000i:****RX-5000i-Plus**

0,03% Brix, 0,00004nD
0,010% Brix, 0,00002nD
Temperatura de trabajo: 5 a 75 °C
Terminales de salida: USB, RS-232C
Fuente de alimentación: 100-240V, 50/60 Hz
Dimensiones: 370 x 260 x 140 mm
Peso: 6,6 kg

Code	Description	Packaging
LLG06245034	Digital benchtop refractometer RX-5000i	1 pz.
LLG06266906	Digital benchtop refractometer RX-5000i	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

