



Fascos de Woulff, DURAN[®]

Fascos de Woulff, DURAN[®]

- Paredes gruesas, para trabajos con vacío
- Con recubrimiento de plástico como protección contra astillas e implosión
- Adaptador de vidrio con olivas roscadas de plástico (PP) Ø 11 mm
- Separador con válvula de ventilación
- Manómetro con 2 escalas (1.000 a 0 mbar, 760 a 0 mm Hg)



Code	Description	Packaging
LLG09305340	Woulff bottle 500ml, Erlenmeyer pattern	1 pz.
LLG09305341	Woulff bottles 1000ml, Erlenmeyer patte	1 pz.
LLG09305342	Woulff bottle 2000ml, Erlenmeyer patter	1 pz.
LLG09305343	Woulff bottles with pressure gange5000m	1 pz.
LLG09305344	Woulff bottles with pressure gauge10000	1 pz.
LLG09305345	Woulff bottles with pressure gange15.00	1 pz.
LLG09305346	Woulff bottles with pressure gange20.00	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

