



Célula de flujo para homogeneizadores ultrasónicos SONOPULS, acero inoxidable

Bandelin

Célula de flujo para homogeneizadores ultrasónicos SONOPULS, acero inoxidable

Recipiente de reacción de acero inoxidable, sellado, sin vibraciones y con camisa de refrigeración. Para la irradiación ultrasónica directa. Para la conexión al SH 70 G o SH 213 G con TT 13. Para los homogeneizadores HD 2070.2 y HD 2200.2. Caudal hasta 30 L/hora.



Code	Description	Packaging
LLG09650269	Flow-through cell DG 4 G for continuous	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

