

**Homogenizadores con pistilos de PTFE o vidrio**

schuett-biotec

**Homogenizadores con pistilos de PTFE o vidrio**

Se adapta a todos los homogenizadores convencionales o bien al schuett homgenplus. Gracias a su fabricación precisa sus pistilos y recipientes de vidrio pueden ser reemplazados por separado. El espacio de movimiento de pistilo y homogenizador se sitúa entre 0,18 y 0,23 mm

**Homogenizadores con pistilo de PTFE**

Cónicos o cilíndricos. Eje de acero fino inoxidable montado. Inerte. Elástico. Con superficie lisa, que repele la humedad. Resistente a elevadas temperaturas. También disponible como modelo reforzado con fibra de vidrio. Altamente eficaz con el tejido especialmente blando.

**Homogenizadores con pistilo de vidrio**

Cónicos o cilíndricos. Con eje de vidrio robusto. Superficie de vidrio esmerilado en la parte cilíndrica/cónica. Altamente eficiente con el tejido blando.

Los homogenizadores y los pistilos se encuentran también disponibles individualmente como piezas de recambio

Recipiente de vidrio Modelo 1: con ampliación para rebosadero, con pico, cónico

Recipiente de vidrio Modelo 2: sin ampliación para rebosadero, cilíndrico

Recipiente de vidrio Modelo 3: con ampliación para rebosadero, con pico, cilíndrico

Recipiente de vidrio Modelo 4: Con rebosadero y sin pico, cilíndrico



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG09651850 | Homogenizer 2 mlwith PTFE pestle, conic | 1 pz.     |
| LLG09651851 | Homogenizer 15 mlwith PTFE pestle, coni | 1 pz.     |
| LLG09651852 | Homogenizer 40 mlwith PTFE pestle, coni | 1 pz.     |
| LLG09651853 | Homogenizer 2 mlwith PTFE pestle, cylin | 1 pz.     |
| LLG09651854 | Homogenizer 5 mlwith PTFE pestle, cylin | 1 pz.     |
| LLG09651855 | Homogenizer 10 mlwith PTFE pestle, cyli | 1 pz.     |
| LLG09651856 | Homogenizer 15 mlwith PTFE pestle, cyli | 1 pz.     |
| LLG09651857 | Homogenizer 20 mlwith PTFE pestle, cyli | 1 pz.     |
| LLG09651858 | Homogenizer 30 mlwith PTFE pestle, cyli | 1 pz.     |
| LLG09651859 | Homogenizer 40 mlwith PTFE pestle, cyli | 1 pz.     |
| LLG09651860 | Homogenizer 5 mlwith PTFE pestle (glass | 1 pz.     |
| LLG09651861 | Homogenizer 10 mlwith PTFE pestle (glas | 1 pz.     |
| LLG09651862 | Homogenizer 15 mlwith PTFE pestle (glas | 1 pz.     |
| LLG09651863 | Homogenizer 30 mlwith PTFE pestle (glas | 1 pz.     |
| LLG09651864 | Homogenizer 40 mlwith PTFE pestle (glas | 1 pz.     |
| LLG09651865 | Homogenizer 2 mlwith glass pestle, coni | 1 pz.     |
| LLG09651866 | Homogenizer 15 mlwith glass pestle, con | 1 pz.     |
| LLG09651867 | Homogenizer 40 mlwith glass pestle, con | 1 pz.     |
| LLG09651868 | Homogenizer 8 mlwith glass pestle, cyli | 1 pz.     |
| LLG09651869 | Homogenizer 15 mlwith glass pestle, cyl | 1 pz.     |



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG09651870 | Homogenizer 40 mlwith glass pestle, cyl | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

