

**Homogenizadores con pistilos de PTFE o vidrio**

schuett-biotec

**Homogenizadores con pistilos de PTFE o vidrio**

Se adapta a todos los homogenizadores convencionales o bien al schuett homgenplus. Gracias a su fabricación precisa sus pistilos y recipientes de vidrio pueden ser reemplazados por separado. El espacio de movimiento de pistilo y homogenizador se sitúa entre 0,18 y 0,23 mm

**Homogenizadores con pistilo de PTFE**

Cónicos o cilíndricos. Eje de acero fino inoxidable montado. Inerte. Elástico. Con superficie lisa, que repele la humedad. Resistente a elevadas temperaturas. También disponible como modelo reforzado con fibra de vidrio. Altamente eficaz con el tejido especialmente blando.

**Homogenizadores con pistilo de vidrio**

Cónicos o cilíndricos. Con eje de vidrio robusto. Superficie de vidrio esmerilado en la parte cilíndrica/cónica. Altamente eficiente con el tejido blando.

Los homogenizadores y los pistilos se encuentran también disponibles individualmente como piezas de recambio

Recipiente de vidrio Modelo 1: con ampliación para rebosadero, con pico, cónico

Recipiente de vidrio Modelo 2: sin ampliación para rebosadero, cilíndrico

Recipiente de vidrio Modelo 3: con ampliación para rebosadero, con pico, cilíndrico

Recipiente de vidrio Modelo 4: Con rebosadero y sin pico, cilíndrico



Code	Description	Packaging
LLG09651850	Homogenizer 2 mlwith PTFE pestle, conic	1 pz.
LLG09651851	Homogenizer 15 mlwith PTFE pestle, coni	1 pz.
LLG09651852	Homogenizer 40 mlwith PTFE pestle, coni	1 pz.
LLG09651853	Homogenizer 2 mlwith PTFE pestle, cylin	1 pz.
LLG09651854	Homogenizer 5 mlwith PTFE pestle, cylin	1 pz.
LLG09651855	Homogenizer 10 mlwith PTFE pestle, cyli	1 pz.
LLG09651856	Homogenizer 15 mlwith PTFE pestle, cyli	1 pz.
LLG09651857	Homogenizer 20 mlwith PTFE pestle, cyli	1 pz.
LLG09651858	Homogenizer 30 mlwith PTFE pestle, cyli	1 pz.
LLG09651859	Homogenizer 40 mlwith PTFE pestle, cyli	1 pz.
LLG09651860	Homogenizer 5 mlwith PTFE pestle (glass	1 pz.
LLG09651861	Homogenizer 10 mlwith PTFE pestle (glas	1 pz.
LLG09651862	Homogenizer 15 mlwith PTFE pestle (glas	1 pz.
LLG09651863	Homogenizer 30 mlwith PTFE pestle (glas	1 pz.
LLG09651864	Homogenizer 40 mlwith PTFE pestle (glas	1 pz.
LLG09651865	Homogenizer 2 mlwith glass pestle, coni	1 pz.
LLG09651866	Homogenizer 15 mlwith glass pestle, con	1 pz.
LLG09651867	Homogenizer 40 mlwith glass pestle, con	1 pz.
LLG09651868	Homogenizer 8 mlwith glass pestle, cyli	1 pz.
LLG09651869	Homogenizer 15 mlwith glass pestle, cyl	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09651870	Homogenizer 40 mlwith glass pestle, cyl	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

