



Recipientes para muestras LLG, PS, con tapón de rosca, estériles

LLG Labware

### Recipientes para muestras LLG, PS, con tapón de rosca, estériles

Con tapón de rosca PE//PP. Ideales para muchas aplicaciones como recolección de muestras, transporte o almacenamiento.

- No citotóxicos
- Esterilizados con EO
- Envase de 30 ml con fondo cónico con faldón
- Ideales para muestras de pequeño volumen
- Comprobados a prueba de fugas
- La exclusiva tapa hermética asegura un sello a prueba de fugas excepcional
- Con etiqueta lisa



Code	Description	Packaging
LLG06265646	LLG-Sample containers, 7ml, PS,with/700	700 pz
LLG06265647	LLG-Sample container, 30ml, PS,with /50	50 pz
LLG06265648	LLG-Sample container 60ml, PS,with P/60	60 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

