



Recipientes para muestras LLG, PS, con tapón de rosca, estériles

LLG Labware

Recipientes para muestras LLG, PS, con tapón de rosca, estériles

Con tapón de rosca PE//PP. Ideales para muchas aplicaciones como recolección de muestras, transporte o almacenamiento.

- No citotóxicos
- Esterilizados con EO
- Envase de 30 ml con fondo cónico con faldón
- Ideales para muestras de pequeño volumen
- Comprobados a prueba de fugas
- La exclusiva tapa hermética asegura un sello a prueba de fugas excepcional
- Con etiqueta lisa



Code	Description	Packaging
LLG06265646	LLG-Sample containers, 7ml, PS,with/700	700 pz
LLG06265647	LLG-Sample container, 30ml, PS,with /50	50 pz
LLG06265648	LLG-Sample container 60ml, PS,with P/60	60 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

