

**Termómetro de laboratorio TFX 422C**

ebro

Termómetro de laboratorio TFX 422C

- PTB aprobado
- Robusto y resistente a golpes
- Elevada exactitud
- Permeable al agua IP 67
- Vida útil de las baterías aprox. 5 años
- Conforme a DIN EN 13485
- Con sonda Pt1000 fija y cable
- 2 longitudes de cable disponibles (60 cm, 150 cm)

Especificaciones**Margen de medición: -50°C a +200°C****Exactitud: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$** **Resolución: $0,1^{\circ}\text{C}$** **Sensor: Pt 1000 (l 120 mm, \varnothing 3 mm)****Temperatura de trabajo: -25°C a +50°C****Desconexión automática: Después de 2 horas, desactivable****Dimensiones (L x An x Alt): 109 x 54 x 22 mm (sin muestra)****Peso: aproximadamente 90 g****Fuente de alimentación:****Vida de la batería: Litio 3,0 V, recambiable, 1 Ah, tipo CR 2477****Aproximadamente 5 años****Grado de protección: IP 67**

Code	Description	Packaging
LLG06266921	Thermometer TFX 422Cconformity evaluati	1 pz.
LLG06266922	Thermometer TFX 422Cconformity evaluati	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

