

**Estereomicroscopio compacto con LED Zoom SMZ-161****Motic****Estereomicroscopio compacto con LED Zoom SMZ-161**

Gracias al rendimiento óptico convincente combinado con una base compacta y una mecánica robusta hacen que el SMZ-161 sea el estereomicroscopio ideal para dar clases en facultades y universidades.

SMZ-161-LED(R2LED)

- Sistema óptico con zoom Greenough
- División óptica fija 50:50
- Oculares WidefieldWF10X/20mm (incl. la goma para el ocular)
- Ajuste de dioptrías en ambos tubos oculares
- Ratio del zoom de 6:1, WD=110mm
- Gama de aumentos de objetivos: 0.75X-4.5X
- R2LED: Soporte de iluminación incidente/transmitida compacta
- Sistema de enfoque macromático con ajuste de tensión
- Iluminación LED 3W incidente y transmitida con control de intensidad
- Fuente de alimentación de 100V-240V (CE)
- Platina de vidrio negro/blanco y esmerilado con cubierta antipolvo





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

