

**Estereomicroscopio Greenough de alto rendimiento con LED, serie SMZ-171****Motic****Estereomicroscopio Greenough de alto rendimiento con LED, serie SMZ-171**

Estereomicroscopio versátil para una amplia gama de aplicaciones científicas y biológicas.

- Contraste de imagen mejorado debido al revestimiento multicapa de la lente
- Disponibilidad de configuraciones compatibles con ESD
- Varios accesorios disponibles
- Tubo binocular/ fototubo 45°, capacidad giratoria de 360°, F.N. 23
- División óptica fija 50:50
- Oculares ajustables de campo amplio WF10X/23 mm, incl. oculares
- Zoom 6.7:1 , WD=110 mm
- Rango de aumento del objetivo: 0.75X-5X
- Soporte tipo poste SMZ-171 con gran área de trabajo y soporte de cabezal
- Sistema de enfoque ordinario con ajuste de la tensión
- LED de 3 W con iluminación incidente y transmitida con controles de la intensidad independientes
- Luz transmitida con reflector inclinable (iluminación oblicua)
- Opción para adaptar la guía de luz flexible
- Fuente de alimentación 100V-240 V (CE)
- Platina negras/blancas y esmeriladas, y carcasa protectora



Code	Description	Packaging
LLG06264087	Zoom Stereo Microscope SMZ-171-BLED Gre	1 pz.
LLG07671016	Zoom Stereo Microscope SMZ-171-TLED Gre	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

