



Electrodo de pH InLab[®] Hydrofluoric

Electrodo de pH InLab[®] Hydrofluoric

Para muestras de iones débiles como agua ultrapura, agua desionizada.
Electrodo combinado de pH con vástago de vidrio, sistema de referencia ARGENTAL[™] con sifón Ag⁺ y cabezal de electrodo MultiPin[™].

Cable - pedir por separado.

Especificaciones

Rango de temperatura: 0 ... 100 °C

Rango de pH: 0 ... 11

Longitud / Diám.: 120 mm / 12 mm

Electrolito: Líquido, KCl 3mol/l

Diafragma: Cerámico

Resistencia de la membrana a 25 °C: 100 M Ω



Code	Description	Packaging
LLG09041576	pH electrode InLab® Hydrofluoric body le	1 pezzo



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

