



## Columnas de centrifugado, filtros GF

### Columnas de centrifugado, filtros GF

El sistema de columnas de centrifugado consiste en un tubo de 0,8ml con un filtro de fibra de vidrio y un tubo receptor de 1,5 o 2,0 ml para la purificación del ADN / ARN.

- Recomendado para purificaciones
- Útil para el prefiltrado de soluciones sucias
- Flujo del líquido rápido
- Con capacidad para retener partículas grandes



Code	Description	Packaging
LLG06283183	Spin column 2ml, GF-N2 pack of 2 ba/200	200 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

