



Columnas de centrifugado, filtros GF

Columnas de centrifugado, filtros GF

El sistema de columnas de centrifugado consiste en un tubo de 0,8ml con un filtro de fibra de vidrio y un tubo receptor de 1,5 o 2,0 ml para la purificación del ADN / ARN.

- Recomendado para purificaciones
- Útil para el prefiltrado de soluciones sucias
- Flujo del líquido rápido
- Con capacidad para retener partículas grandes



Code	Description	Packaging
LLG06283183	Spin column 2ml, GF-N2 pack of 2 ba/200	200 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

