

**Guantes para sala limpia, Kimtech™ G3 Estéril Sterling™, nitrilo, estériles**

Los guantes de nitrilo Kimtech™ G3 Estéril Sterling™ ofrecen un mejor rendimiento y confort y son mejores para el medio ambiente.

- Recomendados para entornos de salas limpias ISO Clase 5 o superior
- Cumple con un AQL de 1.5 o mejor
- No contienen látex de caucho natural, lo que reduce el potencial de reacciones asociadas a los guantes de TIPO I
- Sin polvo
- Disipadores de estática en uso
- Manipulación segura de objetos gracias a un mejor y constante agarre
- Específicos para cada mano
- Empaquetados en polietileno para uso en salas limpias
- Envasados para la colocación aséptica
- Cat. III**
- Caja de 10 x 30 pares, embalados individualmente por cada par.

De acuerdo con EN ISO 374-1:2016/Tipo C, EN ISO 374-5:2016



Code	Description	Packaging
LLG04652645	KIMTECH® Pure*G3 gloves size 7.5 ST/300	300 pz.
LLG06264797	KIMTECH® Pure*G3 gloves size 6 STER/200	300 pz.
LLG06264798	KIMTECH® Pure*G3 gloves size 6,5 ST/300	300 pz.
LLG06265200	KIMTECH® Pure*G3 gloves size 8 STER/300	300 pz.
LLG06265201	KIMTECH® Pure*G3 gloves size 8,5 ST/300	300 pz.
LLG06265202	KIMTECH® Pure*G3 gloves size 9 STER/300	300 pz.
LLG06265203	KIMTECH® Pure*G3 gloves size 10 STE/200	300 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

