

**Guantes para sala limpia Kimtech G3, látex, estériles****Kimberly-Clark****Guantes para sala limpia Kimtech™ G3, látex, estériles**

- Recomendados para entornos de salas limpias ISO Clase 5 o superior
- Látex de caucho natural para la sensibilidad táctil y el confort
- Puño con cuentas, para mayor fuerza y facilidad de colocación
- Palmas y dedos texturizados
- Sin polvo, minimizando la contaminación y los efectos de secado del polvo en la piel
- Específicos para cada mano
- Bajos niveles de proteína y endotoxinas
- Empaquetados y envasados en polietileno para uso en salas limpias
- Cat. III Baja Resistencia Química**
- AQL 1.5
- Fabricados de acuerdo con el Sistema de Calidad ISO 9001
- Caja de 10 x 20 pares. Empaquetados individualmente por par.

Según EN ISO 374-1:2016/Tipo C, EN ISO 374-5:2016



Code	Description	Packaging
LLG04652643	KIMTECH® Pure*G3 gloves size 6 Latex, st	200 pz.
LLG06237698	KIMTECH® Pure*G3 gloves size 8.5 Latex,	200 pz.
LLG06267248	KIMTECH® Pure*G3 Gloves size 6,5 Latex,	200 pz.
LLG06267249	KIMTECH® Pure*G3 Gloves size 7 Latex, st	200 pz.
LLG06267250	KIMTECH® Pure*G3 Gloves size 7,5 Latex,	200 pz.
LLG06267251	KIMTECH® Pure*G3 Gloves size 8 Latex, st	200 pz.
LLG06267252	KIMTECH® Pure*G3 Gloves size 9 Latex, st	200 pz.
LLG06267253	KIMTECH® Pure*G3 Gloves size 10 Latex, s	200 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

