

**Guantes para sala limpia Kimtech G3, látex, estériles****Kimberly-Clark****Guantes para sala limpia Kimtech™ G3, látex, estériles**

- Recomendados para entornos de salas limpias ISO Clase 5 o superior
- Látex de caucho natural para la sensibilidad táctil y el confort
- Puño con cuentas, para mayor fuerza y facilidad de colocación
- Palmas y dedos texturizados
- Sin polvo, minimizando la contaminación y los efectos de secado del polvo en la piel
- Específicos para cada mano
- Bajos niveles de proteína y endotoxinas
- Empaquetados y envasados en polietileno para uso en salas limpias
- Cat. III Baja Resistencia Química**
- AQL 1.5
- Fabricados de acuerdo con el Sistema de Calidad ISO 9001
- Caja de 10 x 20 pares. Empaquetados individualmente por par.

Según EN ISO 374-1:2016/Tipo C, EN ISO 374-5:2016



| Code        | Description                              | Packaging |
|-------------|------------------------------------------|-----------|
| LLG06237698 | KIMTECH® Pure*G3 gloves size 8.5 Latex,  | 200 pz.   |
| LLG04652643 | KIMTECH® Pure*G3 gloves size 6 Latex, st | 200 pz.   |
| LLG06267248 | KIMTECH® Pure*G3 Gloves size 6,5 Latex,  | 200 pz.   |
| LLG06267249 | KIMTECH® Pure*G3 Gloves size 7 Latex, st | 200 pz.   |
| LLG06267250 | KIMTECH® Pure*G3 Gloves size 7,5 Latex,  | 200 pz.   |
| LLG06267251 | KIMTECH® Pure*G3 Gloves size 8 Latex, st | 200 pz.   |
| LLG06267252 | KIMTECH® Pure*G3 Gloves size 9 Latex, st | 200 pz.   |
| LLG06267253 | KIMTECH® Pure*G3 Gloves size 10 Latex, s | 200 pz.   |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6ª Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

