



Sonda externa de dos canales para registro de datos por USB EBI 310

ebro

Sonda externa de dos canales para registro de datos por USB EBI 310

Adaptador para EBI 310 para medir dos temperaturas en paralelo. Porfavor solicitar 2 sensores por separado.

Otros sensores disponibles si se solicitan

Especificaciones TPX 310

Margen de medición (sensor): -200 a +400°C

Margen de trabajo (registro): -30°C a +70°C

Exactitud: $\pm 2.0^{\circ}\text{C}$ to -200 a -100°C

$\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ to -100 a +20°C

$\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ to -20 a 60°C

$\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ to +60 a +250 °C

$\pm 1,0^{\circ}\text{C}$ to +250 a +400 °C

Grado de protección: IP 65

TPX 310-P1

Margen de medición: -200 a +200°C

Cable: PTFE, 3 metros



Code	Description	Packaging
LLG06264938	Temperature probe TPX 310, external2 c	1 pz.
LLG06264939	Temperature probe TPX 310-P1external, -	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

