

**Sonda externa de dos canales para registro de datos por USB EBI 310****ebro****Sonda externa de dos canales para registro de datos por USB EBI 310**

Adaptador para EBI 310 para medir dos temperaturas en paralelo. Porfavor solicitar 2 sensores por separado.

Otros sensores disponibles si se solicitan

Especificaciones TPX 310

Margen de medición (sensor): -200 a +400°C

Margen de trabajo (registro): -30°C a +70°C

Exactitud: $\pm 2.0^{\circ}\text{C}$ to -200 a -100°C

$\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ to -100 a $+20^{\circ}\text{C}$

$\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ to -20 a 60°C

$\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ to $+60$ a $+250^{\circ}\text{C}$

$\pm 1,0^{\circ}\text{C}$ to $+250$ a $+400^{\circ}\text{C}$

Grado de protección: IP 65

TPX 310-P1

Margen de medición: -200 a $+200^{\circ}\text{C}$

Cable: PTFE, 3 metros



Code	Description	Packaging
LLG06264938	Temperature probe TPX 310, external2 c	1 pz.
LLG06264939	Temperature probe TPX 310-P1external, -	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

