

**Sonda externa de dos canales para registro de datos por USB EBI 310****ebro****Sonda externa de dos canales para registro de datos por USB EBI 310**

Adaptador para EBI 310 para medir dos temperaturas en paralelo. Porfavor solicitar 2 sensores por separado.

Otros sensores disponibles si se solicitan

Especificaciones TPX 310

Margen de medición (sensor): -200 a +400°C

Margen de trabajo (registro): -30°C a +70°C

Exactitud: ±2.0°C to -200 a -100°C

±1.0°C to -100 a +20°C

±0.2°C to -20 a 60°C

±0,5 °C to +60 a +250 °C

±1,0 °C to +250 a +400 °C

Grado de protección: IP 65

TPX 310-P1

Margen de medición: -200 a +200°C

Cable: PTFE, 3 metros



Code	Description	Packaging
LLG06264938	Temperature probe TPX 310, external2 c	1 pz.
LLG06264939	Temperature probe TPX 310-P1external, -	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

