

**Medidor de pH PHT 810**

ebro

Medidor de pH PHT 810

Medidor de pH portátil con electrodo externo.

- Conexión BNC
- Con calibración automática del pH
- Manejable y robusto
- Memoria de valores actuales
- Calibración simple con el teclado
- Electrodos para diferentes aplicaciones
- Función de bloqueo y retención de datos

El set de medidor de pH contiene: medidor de pH PHT 810, electrodo de penetración AT 206, punzón, soluciones tampón pH 4 y pH 7, solución KCl, maletín de transporte, certificado de calibración de 2 puntos

Especificaciones

Rango de medición:

Precisión:

Resolución: 0 ... 14 pH

±0,03 pH

±0,01 pH

Temperatura de trabajo:

Temperatura de almacenamiento: 0 ... 50 °C

-25 ... 60 °C

Batería:

Vida de la batería: Litio 3 V/1 Ah

aprox.. 5 años

Dimensiones (An x L x Alt): 54 x 110 x 22 mm

Peso: aprox. 200 g





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

