

**Medidor de pH PHX 800**

ebro

**Medidor de pH PHX 800**

- Carcasa hecha de ABS
- Apagado automático después de 15 minutos
- Función de retención
- Función de auto-bloqueo
- Desactivación automática
- Indicador del nivel de la batería
- Batería intercambiable
- Robusto
- Impermeable
- Ajustable

**Especificaciones****Rango de medición:****Precisión:****Resolución: 0 ... 14 pH****±0,1 pH****±0,2 pH****Temperatura de trabajo:****Temperatura de almacenamiento: 0 ... 50 °C****-25 ... 60 °C****Batería:****Tiempo de vida: 4 x 1,5 V A76 / LR44****aprox. 150 horas****Dimensiones (An x Alt x L): 170 x 32 x 15 mm****Peso: aprox. 70 g****Grado de protección: IP 65**

Code	Description	Packaging
LLG06266914	Standrad pH-tester PHX 800pH 0...14, ac	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

