

**Sistema de agitación magnético único Cimarec i Mini, Micro, Compact y Maxi**

**Mini** para agitar volúmenes pequeños en cubetas así como recipientes especiales de analizadores. Muy adecuado para la integración en dispositivos de medición como, por ejemplo, el fotospectrómetro. IP68 (solo el agitador). Condiciones ambientales permitidas: -10 hasta +56°C a una humedad relativa del 95%

**Micro** con rosca en el lateral inferior de la carcasa para fijar en analizadores o para el montaje sobre un soporte. IP68 (solo el agitador). Condiciones ambientales permitidas: -10 hasta +120°C a una humedad relativa del 95% o bien de 0 hasta 95°C sumergido en agua

**Compact** para la rutina. Ideal en baño de agua. IP68. Condiciones ambientales permitidas: -10 hasta +20°C para una h.r. del 56% en el aire; 0 hasta +50°C sumergido en agua.

**Maxi** con gran superficie de carga así como un campo magnético intenso y de gran alcance. Para cantidades de agitación grandes y medios difíciles de mezclar, por ejemplo, muestras que tienden a la formación de sedimentos. IP68. Condiciones ambientales permitidas: -10 hasta +120°C para un 56% en el aire, 0 hasta +50°C sumergido en agua.  
Disponibles con tres dispositivos de control diferentes



Code	Description	Packaging
LLG09720539	Magnetic stirrer systems,MINI,plastic h	1 pz.
LLG09720540	Magnetic stirrer systems,MICRO,st.steel	1 pz.
LLG09720541	Magnetic stirrer systems,MINI P,plastic	1 pz.
LLG09720542	Magnetic stirrer systems,MICRO P,st.ste	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

