

**Máscaras respiratorias Serie 8000, forma de coquilla****3M Deutschland****Máscaras respiratorias Serie 8000, forma de coquilla**

Estas clases de filtros son requisitos mínimos y sirven simplemente de guía. Es responsabilidad del que los usa el asegurarse de que el aparato de respiración cumple los requisitos en cuanto a materiales peligrosos y concentración antes del uso!

**FFP 1:** para partículas que no son tóxicas ni están asociadas a la fibrosis. Para protección de hasta 4 veces el correspondiente valor límite

**FFP2:** para partículas peligrosas, vapor y humo; filtros para partículas sólidas y líquidas con un nivel medio de filtrado. Para protección de hasta 10 veces el correspondiente valor límite

**FFP 3:** para partículas peligrosas, vapor y humo; filtros para partículas sólidas y líquidas con un nivel alto de filtrado. Para protección de hasta 30 veces el correspondiente valor límite

**Etiquetado R:** Se ha verificado la capacidad de reutilización de la máscara y tiene las propiedades requeridas para poderse usar en un segundo turno de trabajo.

**NR:** no reutilizable

**Etiquetado D:** La máscara se ha sometido a una prueba adicional de polvo de dolomitas y por tanto es eficaz en atmósferas extremadamente polvorientas y durante largos periodos de uso.

Diseño convexo en forma de taza, junto con el diseño de tira doble, la espuma en la nariz y el clip para la nariz garantizan que sea cómoda para toda la gama de tamaños de cara. La carcasa resistente a golpes ofrece una protección duradera en particular en condiciones de humedad y calor.

- Forma convexa tradicional con clip para la nariz y diseño de doble tira

- Carcasa interior resistente a golpes.

- Protección fiable, eficaz contra partículas finas.

- Material del filtro 3MTM Advanced Electret que permite una filtración eficaz con mínima resistencia para respirar y para un funcionamiento excelente.

- Tiras de la cabeza de color para una identificación fácil : amarillo para FFP1 y azul para FFP2.



-Muy buena compatibilidad con protección visual panorámica 3MTM

Code	Description	Packaging
LLG06050640	Respirators, Moulded Masks, 8710	20 pz.
LLG06052910	Respirators, Moulded Masks, 8822	10 pz
LLG06202080	Moulded Masks 8812 with Cool-Flow valve	10 pz.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

