

**Semimáscara, Serie 6500QL****3M Deutschland****Semimáscara, Serie 6500QL**

La máscara de media cara reutilizable 3MTM se ha diseñado pensando en lugares de trabajo duros y sucios. Mantenerse productivo y protegido gracias a la semimáscara de la serie 6500 que aporta comodidad, durabilidad y estabilidad con una construcción sólida y un sellado de silicona ligeramente texturizado para la cara.

- Ajuste óptimo y comodidad con un refuerzo para la cabeza ajustable de tres tamaños
- Conexión tipo bayoneta, compatible con todos los cartuchos y filtros estilo bayoneta 3MTM
- Diseño de perfil sobremoldeado
- Válvula Cool Flow™
- Dirige el aliento exhalado y la humedad hacia abajo
- Fácil comprobación del cierre de presión positivo
- Proporciona confort y estabilidad con una protección blanda pero firme para la cara
- Mecanismo Quick Latch - Drop-Down

Solicitar los filtros por separado



Code	Description	Packaging
LLG06266987	Demi-masque Série 6500QL, Type 6501QL ,	1 pz.
LLG06266988	Demi-masque Série 6500QL, Type 6502QL ,	1 pz.
LLG06266989	Demi-masque Série 6500QL, Type 6503QL ,	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

