

**Semimáscara, Serie 6500QL****3M Deutschland****Semimáscara, Serie 6500QL**

La máscara de media cara reutilizable 3MTM se ha diseñado pensando en lugares de trabajo duros y sucios. Mantenerse productivo y protegido gracias a la semimáscara de la serie 6500 que aporta comodidad, durabilidad y estabilidad con una construcción sólida y un sellado de silicona ligeramente texturizado para la cara.

- Ajuste óptimo y comodidad con un refuerzo para la cabeza ajustable de tres tamaños
- Conexión tipo bayoneta, compatible con todos los cartuchos y filtros estilo bayoneta 3MTM
- Diseño de perfil sobremoldeado
- Válvula Cool Flow™
- Dirige el aliento exhalado y la humedad hacia abajo
- Fácil comprobación del cierre de presión positivo
- Proporciona confort y estabilidad con una protección blanda pero firme para la cara
- Mecanismo Quick Latch - Drop-Down

Solicitar los filtros por separado



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06266987 | Demi-masque Série 6500QL, Type 6501QL , | 1 pz.     |
| LLG06266988 | Demi-masque Série 6500QL, Type 6502QL , | 1 pz.     |
| LLG06266989 | Demi-masque Série 6500QL, Type 6503QL , | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

