



## Potenciómetro, Voltron 20

### Potenciómetro, Voltron 20

Potenciómetro de corriente alterna para la regulación continua de la potencia de resistencias óhmicas como, por ejemplo, placas calefactora, cintas térmicas, soldadores de cobre, luces incandescentes, placas de infrarrojos etc. Rango de regulación: 25 - 225 V.

Conexión/desconexión monopolar a través de potenciómetro. Portafusibles protegido, pero accesible en caso de sustitución de fusibles desde el exterior. Supresión de interferencias conforme a normas EN.



Code	Description	Packaging
LLG09725094	Power controller, Voltron 20, range 25 -	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

