



## Controladores de temperatura, TEMPAT<sup>®</sup>-D

### Controladores de temperatura, TEMPAT<sup>®</sup>-D

Para controlar la temperatura de las bobinas de calefacción, placas de calor, hornos, radiadores infrarrojos y baños de agua. TEMPAT<sup>®</sup>-D tiene una pantalla LED de 10mm de altura que puede ser vista incluso en cuartos oscuros y permite el monitoreo de la temperatura real en cualquier momento. El punto de consigna se puede introducir mediante un interruptor de codificación de 3 o 4 cifras con una resolución de 1°C. Fusible de avería del sensor incorporado, pantalla de intervalo de conmutación y potenciómetro Xp para ajustar la amplificación de ganancia variable entre 0 y 10K. La conexión del sensor se realiza a través de un enchufe.

### Pedir por separado el sensor de temperatura apropiado.

Si no se pide ningún sensor de temperatura, se suministra un enchufe suelto.

### Especificaciones

#### Entrada:

**Capacidad de conmutación: 230V, 50/60Hz**

**2300W, 10A**

**Conexión, dispositivo: Cable de conexión de 1,20m de largo con enchufe resistente a los golpes**

**Carga de consumo: En el caso de la toma de tierra schuko, se pueden suministrar, por ejemplo, otras conexiones de enchufe de acuerdo con las normas suizas o francesas/belgas, con un coste adicional.**

#### Carcasa:

**Dimensiones: Plástico de policarbonato, gris**

**188mm x 110mm x 70mm**

**Interruptor de encendido y apagado: a través de un conmutador de luz dipolo**

**Conexión de la sonda: a través de la toma**

**Asignación de contacto Pt100: 1 y 2**

**Carga de contacto: 1 + 3**

**Precisión: ±1% del valor del rango de medición**



Code	Description	Packaging
LLG09725381	Temperature controllerTEMPAT-D P+100, 0	1 pz
LLG09725382	Temperature controller TEMPAT-DFeCu-Ni,	1 pz
LLG09725383	Temperature controller TEMPAT-DNiCr-Ni,	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

