

**Casetes de histología LLG con tapa desmontable****LLG Labware****Casetes de histología LLG con tapa desmontable**


Para el procesamiento y la incrustación rutinaria de tejidos y biopsias.

Hechos de polioximetileno (POM). 100% resistente a la acción química de los disolventes histológicos.

Con tapa desmontable (sin montar). Diseño especial para facilitar la apertura y el cierre frecuentes, así como la extracción/inserción de la tapa de forma fácil y segura sin peligro de pérdida de la muestra.

Con dos grandes áreas de etiquetado en los laterales de los casetes y un área de escritura frontal estándar de 45 °C adaptable a la mayoría de los etiquetadores de casetes.

Finos poros cuadrados (0,9 x 0,9 mm) para un óptimo intercambio de fluidos y un drenaje adecuado.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

