

**Tituladores Titroline<sup>®</sup> 7800****SI Analytics****Tituladores Titroline<sup>®</sup> 7800**

El TitroLine<sup>®</sup> 7800 es titulador potenciométrico con una entrada de medición digital adicional. Esto permite la conexión y el uso de sensores de pH y conductividad al mismo tiempo. El TitroLine<sup>®</sup> 7800 se puede usar también como titulador volumétrico KF

**Características:**

- Pantalla de color muy visible desde todos los extremos
- Con módulos intercambiables inteligentes y almacenamiento de datos relevantes
- Incluye dos puertos USB-A, uno USB-B, dos RS-232 y uno LAN para expansión y conexión de dispositivos como el teclado, impresora, barras de memoria, balanzas, PC, etc
- Almacenamiento de resultados via USB y puerto LAN (PDF y CSV) que incluye transferencia del método
- Con una entrada analógica y una digital
- Con métodos estándar para valoración potenciométrica y KF

**Material de suministro:** unidad básica con o sin agitador magnético, varilla TZ 1510, pinza Z 305, teclado TZ 3835 y voltaje de alimentación 100-240 V



Code	Description	Packaging
LLG09863168	TitroLine® TL 7800 base unit, two measu	1 pz.
LLG09863169	TitroLine® TL 7800-M1 base unit, two me	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

