

**Unità riscaldanti in serie per distillazione****Behr**

Unità riscaldanti in serie per distillazione.

Apparecchiature complete per distillazione a reflusso, composte da:

- Riscaldatore da banco, a 4 o 6 posizioni
- Vasca
- Aste di sostegno
- Distribuzione dell'acqua di raffreddamento con rack condensatore e supporto refrigerante
- Pallone di reazione
- Refrigerante in vetro Behr ad alte prestazioni



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09843963 | Unità riscaldante in serie RH 104, 4 posti per palloni fondo tondo 100 ml | 1 pz |
| LLG09843964 | Unità riscaldante in serie RH 106, 6 posti per palloni fondo tondo 100 ml | 1 pz |
| LLG09843965 | Unità riscaldante in serie RH 254, 4 posti per palloni fondo tondo 250 ml | 1 pz |
| LLG09843966 | Unità riscaldante in serie RH 256, 6 posti per palloni fondo tondo 250 ml | 1 pz |
| LLG09843967 | Unità riscaldante in serie RH 504, 4 posti per palloni fondo tondo 500 ml | 1 pz |
| LLG09843968 | Unità riscaldante in serie RH 506, 6 posti per palloni fondo tondo 500 ml | 1 pz |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

