

**Sistema de digestión rápida por infrarrojos con control de temperatura**

Los dispositivos de la serie TC de InKjel con control de temperatura combinan las ventajas de los infrarrojos y bloquean la digestión en un solo sistema: La rápida digestión por infrarrojos a temperaturas definidas asegura un alto rendimiento de las muestras.

En la versión programable InKjel TCP, el usuario tiene la posibilidad de elegir entre 25 programas de libre configuración para la temperatura y el tiempo de digestión.

Los calentadores de cuarzo de alta calidad de InKjel TC alcanzan los 830 ° C en un minuto y logran un calentamiento uniforme en todas las posiciones de las muestras.



Code	Description	Packaging
LLG09843706	Rapid Infrared digestion unit InKjel 62	1 pz.
LLG09843707	Rapid Infrared digestion unit InKjel 12	1 pz.
LLG09843708	Rapid Infrared digestion unit InKjel 12	1 pz.
LLG09843709	Rapid Infrared digestion unit InKjel 45	1 pz.
LLG09843710	Rapid Infrared digestion unit InKjel 47	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

