

**Mechero de seguridad Bunsen Flame100****WLD-TEC GmbH****Mechero de seguridad Bunsen Flame100**

La alternativa segura a todos los mecheros tradicionales Bunsen o de alcohol.

Multi-Usos: Flame100 es ideal para todas las aplicaciones donde sea necesario una llama en el laboratorio. La llama de precisión permite el calentamiento gradual de las herramientas dentales, así como la esterilización segura de los instrumentos microbiológicos. Permite ajustar el tamaño de la llama y la intensidad.

Fácil de usar: El mechero de seguridad Bunsen Flame100 se activa inmediatamente con sólo pulsar un botón. No se requiere conexión a gas o una llama piloto. Opcionalmente, el Flame100 también se puede usar mediante un pedal de pie o un sensor de movimiento de infrarrojos externo. El Flame100 es idóneo para estaciones de gas natural, el suministro de gas propano / butano, así como los cartuchos de gas. Disponibles una amplia gama de adaptadores.

Seguro: el sistema de control de seguridad probada (SCS) incorporado en el Flame100. Todos los peligros potenciales se monitorizan constantemente y, en caso necesario, se activan ciertas medidas de protección, como por ejemplo, cortar el suministro de gas. Además de la función de encendido, la función del control de la llama y la protección contra el sobrecalentamiento, el paquete de seguridad también cuenta con el control BHC del cabezal del quemador continuo. BHC identifica cualquier obstrucción del cabezal del quemador por líquidos o sustancias sólidas. Aprobado por la DIN-DVGW, aprobación no. NG2211AS0167. 2 años de garantía.



Code	Description	Packaging
LLG06261226	Flame 100 - Safety bunsen/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

