

**Electrodos IDS para pH SenTix[®] 940****WTW****Electrodos IDS para pH SenTix[®] 940**

Electrodos de pH con eje de plástico y electrolitos de gel con sonda de temperatura incorporada NTC 30 kOhm. Longitud del cable 1,5 m, SenTix[®] 940-3 con cable de 3 m.

Especificaciones

Rango de temperatura : 0 ... 80 °C

Rango de pH: 0 ... 14 pH

Longitud / diám: 120mm/12mm

Electrolito: Gel

Diafragma: Fibra

Forma de la membrana: Cilíndrica

Resistencia de la membrana a 25°C: 1G[©]



Code	Description	Packaging
LLG06239769	pH-sensor Sentix® 940-3	1 pz.
LLG06240824	pH-electrode Sentix® 940	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

