

**Vasos de precipitados LLG , forma baja, PTFE****LLG Labware****Vasos de precipitados LLG , forma baja, PTFE**

Fabricados a partir de PTFE de excelente calidad con gran resistencia a todas las sustancias químicas. Fabricados a base de PTFE puro, moldeado con un acabado interno suave. Base plana que permite un contacto plano con la superficie para un transporte térmico eficaz. Los vasos de PTFE tienen excelente resistencia a sustancias químicas y una estabilidad de temperatura entre  $-200^{\circ}\text{C}$  y  $+260^{\circ}\text{C}$ .



Code	Description	Packaging
LLG06267346	LLG-Beaker 50ml, low formPTFE	1 pz.
LLG06267347	LLG-Beaker 100ml, low formPTFE	1 pz.
LLG06267348	LLG-Beaker 250ml, low formPTFE	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

