

**Gradilla para cubetas con tapa, PP**

Isolab

Gradilla para cubetas con tapa, PP

Para un manejo seguro y para guardar hasta 12 cubetas con recorrido de luz de 10 mm. Estas gradillas constan de tapas abatibles con cierres seguros y piezas extraíbles para una mejor limpieza. La altura de la tapa se ha diseñado para acomodar todas las cubetas de espectrofotómetros - incluso aquellas con tapas o tapones.



Code	Description	Packaging
LLG06267353	Cuvette rack PP, with attached lid, for	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

