


**Gradilla para cubetas con tapa, PP****Isolab****Gradilla para cubetas con tapa, PP**

Para un manejo seguro y para guardar hasta 12 cubetas con recorrido de luz de 10 mm. Estas gradillas constan de tapas abatibles con cierres seguros y piezas extraíbles para una mejor limpieza. La altura de la tapa se ha diseñado para acomodar todas las cubetas de espectrofotómetros - incluso aquellas con tapas o tapones.



Code	Description	Packaging
LLG06267353	Cuvette rack PP, with attached lid, for	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

