

**Portabotellas para 6 botellas, ABS**

Isolab

Portabotellas para 6 botellas, ABS

Para el transporte seguro y adecuado de un máximo de 6 botellas de 250 ml o 500 ml. Diseñado especialmente para alojar frascos lavadores de 500 ml. Construcción fuerte y de peso ligero con asa ergonómica que ofrece comodidad y control. Este diseño exclusivo de la cesta ofrece una solución apilable para ahorrar espacio.



Code	Description	Packaging
LLG06267361	Bottle basket, ABS for 6 bottles of 250	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

