

**Cápsulas de evaporación LLG, acero inoxidable****Isolab****Cápsulas de evaporación LLG, acero inoxidable**

Fabricadas a base de acero inoxidable con base redonda. Un producto perfecto para calentar y evaporar líquidos. Se puede utilizar con llama directa para impedir la rotura.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

