

**Cápsulas de cristalización LLG, acero inoxidable****LLG Labware****Cápsulas de cristalización LLG, acero inoxidable**

La alternativa a las cápsulas de vidrio de borosilicato para aplicaciones similares. Fabricadas a partir de acero inoxidable robusto y sin reborde.



Code	Description	Packaging
LLG06267379	LLG-Crystallising dish 70x35mmstainless	1 pz.
LLG06267380	LLG-Crystallising dish 85x45mmstainless	1 pz.
LLG06267381	LLG-Crystallising dish 110x55mmstainles	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

