

**Pinzas de alta precisión, antimagnéticas, antiácidas****Ideal-tek****Pinzas de alta precisión, antimagnéticas, antiácidas**

Pinzas de alta precisión, de fabricación suiza, acabado de alta calidad, acero inoxidable antimagnético y resistentes a los ácidos.



Code	Description	Packaging
LLG06266873	High precision tweezers 120 mm fine tip,	1 pz
LLG06266874	High precision tweezers 120 mm rounded	1 pz.
LLG06266875	High precision tweezers 110 mm very sha	1 pz.
LLG06266876	High precision tweezers 110 mm extra fi	1 pz.
LLG06266877	High precision tweezers 115 mm very fin	1 pz.
LLG06269621	High precision tweezers 110 mm type 4/1	1 pz.
LLG06272034	High precision tweezers 120 mm type 3/1	1 pz.
LLG07970771	Precision tweezers 140 mm with extra /1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

