



**Pinzas de alta precisión, antimagnéticas, antiácidas**

**Ideal-tek**

**Pinzas de alta precisión, antimagnéticas, antiácidas**

Pinzas de alta precisión, de fabricación suiza, acabado de alta calidad, acero inoxidable antimagnético y resistentes a los ácidos.



Code	Description	Packaging
LLG06266873	High precision tweezers 120 mm fine tip,	1 pz
LLG06266874	High precision tweezers 120 mm rounded	1 pz.
LLG06266875	High precision tweezers 110 mm very sha	1 pz.
LLG06266876	High precision tweezers 110 mm extra fi	1 pz.
LLG06266877	High precision tweezers 115 mm very fin	1 pz.
LLG06269621	High precision tweezers 110 mm type 4/1	1 pz.
LLG06272034	High precision tweezers 120 mm type 3/1	1 pz.
LLG07970771	Precision tweezers 140 mm with extra /1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

