



Agitador magnético LLG-uniSTIRRER 1

Agitador magnético LLG-uniSTIRRER 1

Un agitador magnético inductivo **ultra plano** sin calentamiento con temporizador. La moderna tecnología de bobinas magnéticas consiste sólo en piezas no móviles y por lo tanto garantiza un accionamiento sin desgaste.

Para una mejor mezcla de las muestras es posible cambiar la dirección de rotación cada 30 segundos.

- Temporizador** (1 min. a 99 min., infinitamente)
- 100 % de impulso inductivo libre de desgaste y mantenimiento
- Pantalla LED para un ajuste exacto de la velocidad de rotación
- Velocidad de rotación regulada digitalmente
- Alteración de la dirección de agitación
- Clase de protección IP 65
- Superficie de acero inoxidable

Material de suministro: agitador magnético, cable de alimentación, adaptador para UK y enchufe universal.

Especificaciones

Posiciones de agitación:

Cantidad agitada (H₂O): 1

0,8 l

Rango de velocidad: 15 ... 1500 min⁻¹

Temperatura ambiente permitida: 5 ... 40 °C

Varillas de agitación: máx. 25 mm

Pantalla: LED

Superficie de apoyo: Ø 94 mm

Dimensiones (An x L x Alt): 110 x 155 x 12 mm

Peso: 0,5 kg

Fuente de alimentación: 100 ... 230 V, 50/60 Hz

Grado de protección: IP 65

Garantía: 3 años



Code	Description	Packaging
LLG06263420	LLG-uniSTIRRER 1magnetic stirrer with u	1 pezzo



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

