

**Vasos de precipitados Griffin, PTFE****Saint Gobain****Vasos de precipitados Griffin, PTFE**

Los vasos de precipitados Griffin, de PTFE, no son contaminantes y son completamente inertes a reactivos altamente corrosivos. No se mojan, son irrompibles, ligeros y resistentes al calor. Fáciles de limpiar y tienen un pico ancho para un vertido fácil. Se pueden calentar sobre una placa caliente hasta 288°C si se tiene el cuidado adecuado. Su base especialmente moldeada permite la transferencia rápida del calor.

- Se pueden calentar a 550°F (288°C) y usar en microondas
- Químicamente resistentes a ácidos y bases
- Ultrapuros



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG06267425 | Beaker Chemware® 30ml, PTFE, dia.32,9mm | 1 pz.     |
| LLG06267427 | Beaker Chemware® 100ml, PTFE, dia. 48,3 | 1 pz.     |
| LLG06267428 | Beaker Chemware® 250ml, PTFE, dia. 65,7 | 1 pz.     |
| LLG06267429 | Beaker Chemware® 400ml, PTFE, dia. 76,0 | 1 pz.     |
| LLG06267430 | Beaker Chemware® 600ml, PTFE, dia. 85,0 | 1 pz.     |
| LLG06267431 | Beaker Chemware® 1000ml, PTFE, dia. 104 | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5ª Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

