

**Vasos de precipitados Griffin, PTFE****Saint Gobain****Vasos de precipitados Griffin, PTFE**

Los vasos de precipitados Griffin, de PTFE, no son contaminantes y son completamente inertes a reactivos altamente corrosivos. No se mojan, son irrompibles, ligeros y resistentes al calor.

Fáciles de limpiar y tienen un pico ancho para un vertido fácil. Se pueden calentar sobre una placa caliente hasta 288°C si se tiene el cuidado adecuado. Su base especialmente moldeada permite la transferencia rápida del calor.

- Se pueden calentar a 550°F (288°C) y usar en microondas
- Químicamente resistentes a ácidos y bases
- Ultrapuros



Code	Description	Packaging
LLG06267425	Beaker Chemware® 30ml, PTFE, dia.32,9mm	1 pz.
LLG06267427	Beaker Chemware® 100ml, PTFE, dia. 48,3	1 pz.
LLG06267428	Beaker Chemware® 250ml, PTFE, dia. 65,7	1 pz.
LLG06267429	Beaker Chemware® 400ml, PTFE, dia. 76,0	1 pz.
LLG06267430	Beaker Chemware® 600ml, PTFE, dia. 85,0	1 pz.
LLG06267431	Beaker Chemware® 1000ml, PTFE, dia. 104	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

