

**Dispositivo de retirada de tapas roscadas de 8 canales****Thermo Scientific****Dispositivo de retirada de tapas roscadas de 8 canales**

Procese una gradilla completa de tubos Thermo Scientific™ Matrix™ o Thermo Scientific™ Nunc™ en menos de un minuto con este dispositivo de colocación y retirada de tapones ergonómico y manual. El dispositivo consta de 8 canales y se ha diseñado para retirar los tapones de los tubos manteniendo la integridad de las muestras y evitando la pérdida de estas durante el almacenamiento. Se trata de un dispositivo complemento muy práctico para el procesamiento de sobremesa de los tubos de almacenamiento con tapón roscado.

- Mejora el procesamiento manual con la automatización de tapar/destapar los tubos en sólo cuatro segundos
- Garantiza la reproducibilidad mediante la colocación de tapones en todos los tubos en el par de torsión óptimo especificado para el tubo
- Permite a cualquier persona en el laboratorio tapar/destapar los tubos de manera sencilla, ligera y el dispositivo es muy fácil de usar
- El soporte permite un fácil almacenamiento de los tapones retirados durante las fases de procesamiento de las muestras
- Batería de larga duración y con tiempo de recarga rápida lo que hace que esté prácticamente siempre disponible para ser usado



Code	Description	Packaging
LLG04658357	8-Channel Decapper Nunc Version/1	1 pz.
LLG07659021	8-Channel Decapper Matrix Version/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

