

**Vasos de precipitados, Griffin, PFA****Saint Gobain****Vasos de precipitados, Griffin, PFA**

Los vasos de precipitados Griffin de PFA tienen una base especial, diseñada para una transferencia rápida y eficiente del calor. Son transparentes para una visión fácil y están graduados para facilitar la medición. Se caracterizan por una superficie no adherente, fácil de limpiar.

- Se pueden calentar hasta 260°C y utilizar en microondas
- Ideales para aplicaciones ultrapuras
- Contenido bajo en iones metálicos para el análisis de metales traza



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06267432 | Beaker Chemware® 50ml, PFA, dia. 42,7mm | 1 pz. |
| LLG06267434 | Beaker Chemware® 250ml, PFA, dia. 71,6m | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

