

**Gradillas para almacenar los tubos Matrix con código de barras 2D, sin tubos****Gradillas para almacenar los tubos Matrix™ con código de barras 2D, sin tubos**

Mejore el almacenamiento de muestras a bajas temperaturas, incluyendo nitrógeno líquido en fase de vapor, con las gradillas Thermo Scientific™ Matrix™. Las gradillas disponen de un código de barras lineal, un código de barras 2D o una identificación de la gradilla legible en humanos en los tres lados de la gradilla para facilitar el seguimiento de las muestras. Utilizar en combinación con los tubos de código de barras Thermo Scientific 2D, los lectores de los códigos de barras, los dispositivos de fijación y los equipos de protección. Almacenamiento en gradillas con sistema de acoplamiento ANSI compatible con robots (pipetas manuales multicanal o con equipos automáticos de manipulación de líquidos). Las gradillas disponen de código de barras lineal, código de identificación legible por el mismo usuario y código de barras 2D para el seguimiento final de la muestra independientemente de su sistema de código de barras. Los códigos de barra son compatibles con los lectores VisionMate. La bisagra de la tapa permite que la gradilla permanezca abierta y la tapa en suspensión mientras se realiza el pipeteo evitando la contaminación de la tapa al entrar en contacto con la mesa de trabajo. La tapa de la cremallera se puede elevar robóticamente para acceder a los tubos con aplicaciones automatizadas de alto rendimiento.



Code	Description	Packaging
LLG04658302	Empty snap tube racks, white for 1.4/10	10 pz.
LLG04658303	Empty Latch tube racks white, for 0,/10	10 pz.
LLG04658304	Empty Latch tube racks white, for 1.0/5	5 pz.
LLG04658305	Empty Latch tube racks white, for 50/10	10 pz.
LLG04658306	Empty Latch tube racks white, for 50/10	10 pz.
LLG04658307	Empty Latch tube racks white, for 500/5	5 pz.
LLG04658427	Empty Latch tube rack white, for 1.0m/5	5 pz.
LLG04658428	Empty Latch tube rack white, for 500 $\mu$ /5	5 pz.
LLG04658429	Empty Latch tube rack white, for 500/10	10 pz.
LLG06264630	Empty Latch tube rack for 1,4ml tube/10	10 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6<sup>º</sup> Planta 5<sup>º</sup> Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

