

**Placas de Petri, PFA****Saint Gobain****Placas de Petri, PFA**

La superficie antiadherente y químicamente inerte de las placas de petri de PFA no es contaminante y es ideal para aplicaciones biológicas de alta pureza que oscilan entre los -200°C y los 260°C . Cada placa de petri es poco profunda, cilíndrica y translúcida, con un fondo plano que permite una fácil observación y un crecimiento uniforme de los especímenes. Es ideal para aplicaciones de cultivo celular o de secado. El diseño apilable de una sola pieza no requiere una tapa separada. Pueden ser esterilizadas en autoclave para su uso repetido.

- Superficie inerte
- Antiadherentes
- Sin afinidad a las proteínas
- Transparentes
- Fondo plano uniforme





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

