

**Frascos de boca estrecha con tapón, PFA****Saint Gobain****Frascos de boca estrecha con tapón, PFA**

Estos frascos de PFA irrompibles se pueden utilizar para el almacenamiento de virtualmente todos los materiales químicos corrosivos, incluyendo ácido fluorhídrico, nítrico y perclórico. Los frascos de PFA son químicamente inertes, resistentes al calor con una superficie no adherente, fácil de limpiar y son ideales para el muestreo ambiental. El sello del tapón de polímero fluorado inerte garantiza un sellado sin fugas. Suministrados con tapones de PFA.

- Ultrapuros, el menor contenido de iones metálicos de todos los fluoropolímeros
- Inquebrantables
- Químicamente inertes
- Antiadherentes, fáciles de limpiar
- Utilización para el almacenamiento en el procesamiento de productos farmacéuticos y semiconductores (etapas intermedias)



Code	Description	Packaging
LLG06267439	Bottle Chemware® 250ml, narrow neck PFA	1 pz.
LLG06267438	Bottle Chemware® 100ml, narrow neck PFA	1 pz.
LLG06267441	Bottle Chemware® 1000ml, narrow neck PF	1 pz.
LLG06267440	Bottle Chemware® 500ml, narrow neck PFA	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

