

**Frascos de boca ancha con tapón, graduados, PFA****Saint Gobain****Frascos de boca ancha con tapón, graduados, PFA**

Estos frascos graduados de PFA tienen una cómoda abertura de boca ancha para facilitar el llenado y el vertido. Estos frascos irrompibles, químicamente inertes, pueden ser utilizados para el almacenamiento de prácticamente todos los productos químicos corrosivos. El material de PFA es resistente al calor, antiadherente y fácil de limpiar. Cada uno incluye un tapón de PFA con un revestimiento de fluoropolímero inerte para asegurar un sellado a prueba de fugas. Son ideales para la toma de muestras ambientales o para el almacenamiento en aplicaciones farmacéuticas y de procesamiento de semiconductores de etapa intermedia.

- Boca ancha para facilitar el llenado
- Ultra puros y químicamente inertes
- Antiadherentes y fáciles de limpiar



Code	Description	Packaging
LLG06267443	Bottle Chemware® 100ml, wide mouth PFA,	1 pz.
LLG06267444	Bottle Chemware® 250ml, wide mouth PFA,	1 pz.
LLG06267445	Bottle Chemware® 500ml, wide mouth PFA,	1 pz.
LLG06267446	Bottle Chemware® 1000ml, wide mouth PFA	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

